




# LANCING DEVICE INSTRUCTIONS FOR USE


For obtaining capillary whole blood for testing.



- WARNING!** The Lancing Device is for single patient use **ONLY**. **DO NOT** share your Lancing Device with others, including family members. **DO NOT** use on multiple patients. **ALL** parts of the Lancing Device are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases, even after you have performed cleaning and disinfection.
- CAUTION!** **Do not use lancet if lancet top has been previously removed.** We recommend that you wash your hands thoroughly with soap and water after handling the Meter, Lancing Device, or Test Strips to prevent the transfer of blood-borne viruses or infectious agents.

## - R E A D Y -

- Select area to be lanced. Wash with soap and warm water, rinse and dry thoroughly.
- Pull off End Cap.  
Push Lancet firmly into Holder.
- Remove Lancet Top.  
**Note: Save Top for safe disposal of used Lancet.**
- Replace End Cap.  
**Note: Use Clear End Cap for lancing forearm.**





To obtain a Clear End Cap, call Trividia Health, Inc. at 1-800-803-6025, Monday - Friday, 8AM-8PM EST.

## - S E T -



### For Finger Testing:

- Turn Depth Dial to desired lancing depth.  
**Note: Finer adjustments can be made by setting Arrow between numbers.**  
Lancing Depth Guide:  
• 1-2 for soft / thin skin  
• 3-4 for average skin  
• 4-5 for thick / calloused skin
- Lower hand to waist level. Gently massage finger to get blood flowing.
- Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until a click is heard.




### For Forearm Testing:

- Use Clear End Cap in place of regular Depth Dial End Cap, but if Clear End Cap is not available, select #5 on Depth Dial.
- Rub area vigorously or apply warm compress to stimulate blood flow.
- Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until a click is heard.




## - L A N C E -

- Place Tip firmly against finger on other hand.  
**Note: For best results, lance in shaded areas.**
- Press Trigger Button.
- Gently massage finger from palm to fingertip to form blood drop.



- Place Tip firmly against forearm.  
**Note: For best results, lance in shaded area.**
- Press Trigger Button.
- Apply a firm pressure on the Lancing Device until an adequate blood drop is formed.



### Removing Used Lancet:


- Pull off End Cap. 2. Using saved Top, recap Lancet. 3. Remove from Holder and dispose of Lancet in appropriate container.

### Lancing Device Cleaning and Disinfecting

Cleaning and disinfecting the lancing device is a two step process. The first step is **Cleaning**. Cleaning removes any blood, liquids, dust or dirt from the lancing device. **Cleaning must be done before Disinfecting.** The second step is **Disinfecting**. Disinfecting removes most, but not all possible infectious agents (bacteria or viruses) from the lancing device, including blood-borne pathogens.

**Caution!** Clean and disinfect the lancing device at least once a week. Lancing device may be cleaned and disinfected once a week for up to 3 years. If blood gets on the lancing device, clean and disinfect it before anyone else touches it. If someone is helping you test your blood or performs a test on you, do the cleaning and disinfecting before allowing anyone else to handle it.

- Wash hands thoroughly with soap and water or wear disposable gloves.
- To Clean:** Using **ONLY** Super Sani-Cloth Wipes (EPA\* reg. no. 9480-4), thoroughly wipe the entire outside surface of the lancing device with one wipe. Discard the used wipe.
- Remove a fresh Super Sani-Cloth Wipe and thoroughly wipe the entire outside surface of the lancing device by wiping in circles 3 times. Make sure that you go over the entire lancing device.
- To Disinfect:** Using fresh wipes, make sure that all outside surfaces of the lancing device stay wet by patting with the wipe for 2 minutes. Discard used wipes. Let lancing device air dry completely before using.
- Gently pull back Arming Barrel and press the Trigger Button. A click is heard if the lancing device is working properly.
- Wash hands thoroughly again.



**Caution!** Other disinfectants have not been tested. The effect of other disinfectants used interchangeably has not been tested with the lancing device. Use of disinfectants other than Super Sani-Cloth Wipes may damage lancing device.

Do not use lancing device and call Customer Care for assistance at 1-800-803-6025, available Monday - Friday, 8AM - 8PM EST, if:

- ~ Markings on lancing device are coming off or missing,
- ~ Trigger Button is hard to push or does not work,
- ~ Arming Barrel does not click when gently pulled back.

Only use Super Sani-Cloth Wipes to clean and disinfect the lancing device. Super Sani-Cloth Wipes may be purchased at the following places: • Amazon.com • Staples.com • Walmart.com

Super Sani-Cloth Wipes have been tested on the lancing device for a total of 1095 cleaning and disinfecting cycles, which is equal to cleaning and disinfecting the lancing device once a day for a 3 year period. Lancing device may be cleaned and disinfected up to 7 cycles per week for 3 years.

\*Environmental Protection Agency

### Important Notes Regarding Forearm Samples Used in Testing Blood Glucose:\*

- Check with your Doctor or Diabetes Healthcare Professional to see if forearm testing is right for you.
- Blood glucose results from forearm are not always the same as results from fingertip. Do not use forearm for testing when blood sugar is rapidly rising or falling, e.g., within 2 hours of eating, after taking insulin, immediately after exercise, or when you are ill or under stress. Use fingertip sample for testing.
- Do not use forearm samples for testing if you think your blood sugar is low, if you don't regularly experience symptoms when your blood glucose is low, or if your results from forearm samples do not match the way you feel. Use fingertip sample for testing.

**Note: Lancing Device and Clear End Cap are for self-testing and intended for use by one patient only. Not suitable for use by healthcare or care workers.**

- Refer to Owner's Booklet for testing instructions. •

Manufactured for:



**TRIVIDIA**  
HEALTH™  
Fort Lauderdale, FL 33309 USA  
www.trividiahealth.com  
1-800-803-6025 • 1-954-677-4599

1. U.S. Food and Drug Administration. Blood Glucose Meters, Getting the Most Out of Your Meter. [Electronic Version]. Retrieved December 22, 2009 from <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm109371.htm>

© 08/2018 Trividia Health, Inc. The Trividia Health logo is a trademark of Trividia Health, Inc. Made in China • U.S. and International Patents Pending. • M2TVH06 Rev. 42

# INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INSTRUMENTO DE PUNCIÓN

Para obtener sangre capilar completa para la prueba.



**¡ADVERTENCIA!**

El instrumento de punción es para uso de un **SOLO** paciente. **NO** comparta su instrumento de punción, ni siquiera con miembros de su familia. **NO** lo use para varios pacientes. **TODOS** los componentes del instrumento de punción se consideran materiales con riesgo biológico y pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de su limpieza y desinfección.

**¡PRECAUCIÓN!**

**No use la lanceta si previamente se le ha quitado la cubierta de la lanceta.** Le sugerimos que luego de manipular el medidor, el instrumento de punción o las tiras de prueba se lave bien las manos con agua y jabón para evitar la transferencia de virus o agentes infecciosos contenidos en la sangre.

**- P R E P A R A D O -**

1. Escoja la zona donde realizará la punción. Lávela con agua tibia y jabón, enjuáguela y séquela bien.

2. Quite el capuchón.

Presione firmemente la lanceta dentro del soporte.

3. Quite la cubierta de la lanceta.

**Nota: Guarde la cubierta para desechar la lanceta usada de forma segura.**

4. Vuelva a colocar el capuchón.

**Nota: Para punzar el antebrazo use el capuchón transparente.**

Para obtener un capuchón transparente, llame a Trividia Health, Inc. al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este.

**- L I S T O -**


**Para realizar la prueba en el dedo:**

1. Ajuste el dial a la profundidad de punción deseada.

**Nota: Se pueden realizar ajustes más finos colocando la flecha entre los números.**


Guía para la profundidad de punción:

- 1-2 para piel suave o delgada
- 3-4 para piel promedio
- 4-5 para piel dura o gruesa




2. Baje la mano a la altura de la cintura y masajee suavemente el dedo para estimular la circulación de la sangre.

3. Sostenga el capuchón con una mano y el cuerpo del instrumento con la otra. Tire suavemente del cuerpo del instrumento hasta que se escuche un clic.




**Para realizar la prueba en el antebrazo:**

1. Use el capuchón transparente en lugar del capuchón común con dial de profundidad, pero si no dispone del capuchón transparente, seleccione el N.º 5 en el dial de profundidad.



2. Frote enérgicamente la zona o aplique una compresa tibia para estimular el flujo de sangre.


3. Sostenga el capuchón con una mano y el cuerpo del instrumento con la otra. Tire suavemente del cuerpo del instrumento hasta que se escuche un clic.



**- P U N C E -**

1. Apoye la punta del instrumento firmemente sobre el dedo de la otra mano.

**Nota: Para obtener óptimos resultados, realice la punción en las áreas sombreadas.**




2. Presione el botón disparador.

3. Masajee suavemente el dedo desde la palma hacia la yema para que se forme la gota de sangre.

1. Apoye la punta del instrumento firmemente sobre su antebrazo.

**Nota: Para obtener óptimos resultados, realice la punción en el área sombreada.**



2. Presione el botón disparador.

3. Presione con firmeza el instrumento de punción hasta que se forme una gota de sangre adecuada.

**Extracción de la lanceta usada:**

1. Quite el capuchón. 2. Vuelva a taponar la lanceta con la cubierta que había apartado. 3. Retire la lanceta del soporte y deséchela en un recipiente apropiado.

**Limpieza y desinfección del dispositivo de punción**

La limpieza y desinfección del dispositivo de punción es un proceso de dos pasos. El primer paso es la **limpieza**. La limpieza elimina restos de sangre, líquido, polvo o suciedad del dispositivo de punción. **La limpieza se debe realizar antes de la desinfección.** El segundo paso es la **desinfección**. La desinfección elimina la mayoría, pero no todos, de los posibles agentes infecciosos (bacterias o virus) del dispositivo de punción, incluidos los patógenos contenidos en la sangre.

**¡Precaución!** Limpie y desinfecte el dispositivo de punción al menos una vez a la semana. El dispositivo de punción se debe limpiar y desinfectar una vez a la semana, por hasta 3 años. Si la sangre ingresa al dispositivo de punción, límpielo y desinfectelo antes de que alguien más lo toque. Si alguien lo ayuda con la prueba de sangre o le realiza una prueba a usted, haga la limpieza y desinfección antes de permitirle a alguien más que lo manipule.

1. Lávese bien las manos con jabón y agua o use guantes desechables.

2. **Para limpiar:** Use **ÚNICAMENTE** toallitas Super Sani-Cloth (N.º de reg. 9480-4 de EPA\*), limpie bien toda la superficie exterior del dispositivo de punción con una toallita. Deseche la toallita usada.

3. Retire una toallita Super Sani-Cloth nueva y limpie bien toda la superficie exterior del dispositivo de punción al limpiar en círculos 3 veces. Asegúrese de reparar todo el dispositivo de punción.

4. **Para Desinfectar:** al usar toallitas nuevas, asegúrese de que todas las superficies exteriores del dispositivo de punción permanecen húmedas al dar suaves golpecitos con la toallita por 2 minutos. Deseche las toallitas usadas. Deje secar el dispositivo de punción al aire por completo antes de usarlo.


5. Suavemente, tire hacia atrás el cuerpo del instrumento y presione el botón disparador. Si el dispositivo de punción funciona correctamente, se escuchará un clic.

6. Lávese bien las manos nuevamente.

**¡Precaución!** No se han probado otros desinfectantes. No se ha probado el efecto de otros desinfectantes que se usan indistintamente con el dispositivo de punción. El uso de otros desinfectantes distintos de las toallitas Super Sani-Cloth puede dañar el dispositivo de punción. No use el dispositivo de punción y llame al Departamento de Atención al Cliente para solicitar ayuda al 1-800-803-6025, disponible Lunes - Viernes, 8AM-8PM EST, si: ~ las marcas en el dispositivo de punción se salen o faltan, ~ el botón disparador es difícil de presionar en el medidor o no funciona, ~ el cuerpo del instrumento no hace clic cuando se tira hacia atrás suavemente.

Use únicamente toallitas Super Sani-Cloth para limpiar y desinfectar el dispositivo de punción. Las toallitas Super Sani-Cloth se pueden comprar en los siguientes lugares: • Amazon.com • Staples.com • Walmart.com

Las toallitas Super Sani-Cloth se han probado en el dispositivo de punción por un total de 1095 ciclos de limpieza y desinfección, que es igual a limpiar y desinfectar el dispositivo de punción una vez por semana, por un período de 3 años. El dispositivo de punción se debe limpiar y desinfectar hasta 7 ciclos por semana, por 3 años.



**Notas importantes sobre las muestras de sangre del antebrazo empleadas para las pruebas de glucosa en la sangre:**

- Consulte al médico o al profesional de la salud especialista en diabetes para saber si, en su caso, se puede usar sangre extraída del antebrazo.
- Los resultados de la prueba de glucosa con sangre extraída del antebrazo no siempre son iguales a los obtenidos con sangre de la yema del dedo. No realice la prueba con sangre del antebrazo si su nivel de azúcar en la sangre sube o baja rápidamente, por ejemplo, dentro de las 2 horas siguientes a haber comido, después de recibir insulina, o si está enfermo o estresado. Realice la prueba con sangre de la yema del dedo.
- No realice la prueba con sangre del antebrazo si cree que su nivel de azúcar en la sangre es bajo, si no suele experimentar síntomas cuando su glucosa en la sangre está baja, o si los resultados que obtuvo al realizar la prueba con sangre del antebrazo no reflejan el modo en que se siente. Realice la prueba con sangre de la yema del dedo.

**Nota: El instrumento de punción y el capuchón transparente son para realizar autopruebas y para uso de un paciente únicamente. No es apropiado que los usen trabajadores de atención de la salud o cuidadores.**

- En la Libreta del propietario encontrará instrucciones para la prueba. •

Fabricado para:

**TRIVIDIA HEALTH**  
Fort Lauderdale, FL 33309 EE. UU.  
www.trividiahealth.com  
1-800-803-6025 • 1-954-677-4599

1. U.S. Food and Drug Administration. Blood Glucose Meters, Getting the Most Out of Your Meter. [Versión electrónica, en inglés]. Obtenido el 22 de diciembre de 2009 de <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm109371.htm>